



Behind Every Smile is a Story

- QUALITY - ЯКІСТЬ • PRECISION - ТОЧНІСТЬ • ACCURACY - ПРАВИЛЬНІСТЬ • DURABILITY - ЗНОСОСТІЙКІСТЬ



orthodontics pliers in Clinical Dentistry Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics

Driven by the demand for tooth alignment, general practitioners are increasingly being asked to provide orthodontic treatment.


Dentists keen to participate in this area of expertise need to demonstrate the skills to identify suitable patients, the ability to provide conventional and contemporary orthodontic treatment and be aware of its limitations.

This is exactly what this programme delivers, along with the vital core competencies to excel in this unique postgraduate area.

The objective of the Orthodontics and Dentofacial Orthopaedics is to provide dental surgeons with the core knowledge and clinical skills essential for the delivery of competent, high-quality dental care.

It encompasses a blended learning approach and consists of a combination of lectures, seminars, workshops, clinical case discussions and laboratory sessions.

The flexible modular structure enables the programme to meet a wide range of student needs.



Инструменты ортодонтические
Instrumentos Ortodonticos
Orthodontische Instrumente

Инструменти ортодонтични
Instruments Orthodontiques
اَدوات تقويم الأسنان



Article# IC8-001
Height Gauge 0.18
Aluminum



Article# IC8-002
Height Gauge 0.22
Aluminum



Article# IC8-003
Height Gauge 0.18
Stainless Steel



Article# IC8-004
Height Gauge 0.22
Stainless Steel



Article# IC8-005
Moveable
Height Gauge



Article# IC8-006
Bone Bracket Gauge



Article# IC8-007
Endo Finger
Ruler Span
Measure Scale



Article# IC8-008
Endo Finger
Ruler Span
Measure Scale



Article# IC8-009
Endo Finger
Ruler Span
Measure Scale



Article# IC8-010
Endo Finger Ruler
Span Measure Scale



Article# IC8-011
Endo Finger Ruler
Span Measure Scale

Инструменты ортодонтические
Instrumentos Ortodonticos
Orthodontische Instrumente

Инструменти ортодонтични
Instruments Orthodontiques
اَدوات تقويم الأسنان



Article# IC8-012
Bone Thickness Gauge
40mm, 18cm



Article# IC8-013
Osteometer
Measuring Forceps For Jaw
Ridge Width measurement, scale
on both sides, rustfree, autoclavic



Article# IC8-014
Positive
Positioner



Article# IC8-015
Strip Saw



Article# IC8-016
Compasso
De Willis

ORTHODONTIC PLIERS



Article# IC8-017
Band seater
auto cleavable
Triangle Shape



Article# IC8-018
Band seater
auto cleavable
Square Shape



Article# IC8-019
Band seater
auto cleavable
Round Shape



Article# IC8-020
Mershon Band
Pusher
14cm

Article# IC8-021
Wamkey Set of 3 Pcs Including Drill



Article# IC8-022

Article# IC8-023

Article# IC8-024

 Инструменты ортодонтические
 Instrumentos Ortodonticos
 Orthodontische Instrumente

 Инструменти ортодонтични
 Instruments Orthodontiques
 أدوات تقويم الأسنان



Article# IC8-025 Ligature Director Scaler



Article# IC8-026 Dull Scaler/Band Pusher



Article# IC8-027 Ligature Director/Band Pusher



Article# IC8-028 Ligature Director Ld1



Article# IC8-029 Ligature Director/Plugger LDP



Article# IC8-030 Ligature Director Tucker LDT



Article# IC8-031 Twiel-on elastic module instrument



Article# IC8-032 .030" and .018" Distal Bender



Article# IC8-033 Band-Pusher-and-Scaler



Article# IC8-034 Band-Seater-Scaler



Article# IC8-035 Direct-Bond-Adhesive-Remover-Scaler



Article# IC8-036 Distal-Bender-Double-Ended



Article# IC8-037 Elastic-Ligature-Placer-Double-Ended



Article# IC8-038 Ligature-Director-and-Band-Pusher



Article# IC8-039 Ligature-Director-and-Explorer



Article# IC8-040 Ligature-Director-Double-Ended



Article# IC8-041 Ligature-Director-Double-Ended-V-Shape



Article# IC8-042 Ligature-Director-Straight-Angled

Инструменты ортодонтические
Instrumentos Ortodonticos
Orthodontische Instrumente

Инструменти ортодонтични
Instruments Orthodontiques
أدوات تقويم الأسنان

Bracket Holder Tweezers



Article#
IC8-043
Deluxe Bracket
Holder Tweezers



Article#
IC8-044
Deluxe Bracket
Holder Tweezers



Article#
IC8-045
Direct Bond Bracket
Holder Tweezers



Article#
IC8-046
Bracket Tweezers
Slot Aligner



Article# IC8-047
Direct Bond
Tweezers, Small Tip



Article#
IC8-048
Exact Bracket
Holder Tweezers



Article#
IC8-049
Bracket Placing
Tweezers



Article#
IC8-050
Easy Access
Tweezers



Article#
IC8-051
Bracket Placer
Tweezers
(Extra Fine Tip)



Article#
IC8-052
Deluxe Bracket
Holder Tweezers
13.5cm



Article#
IC8-053
Easy Eccess
Tweezers



Article#
IC8-054
Slipper
Tweezers



Article#
IC8-055
Direct Bonding
Bracket Holders
13.5cm



Article#
IC8-056
Direct Bonding
Bracket Holders
13.6cm



Article#
IC8-057
Direct Bonding
Bracket Holders
13.5cm



Article#
IC8-058
Deluxe Bracket
Holder



Article#
IC8-059
Direct Bonding
Bracket Holders
14cm

■ Шипцы для ортодонтии и протезирования ■ Шипці для ортодонтії та протезування
 ■ Pincers pour l'orthodontie et la prothèse ■ Alicates para ortodoncia y prótesis
 ■ Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik ■ كمامشة لتقويم الأسنان بروتستيتيس

ORTHODONTIC UTILITY PLIERS



Article# IC8-060

How Plier

Universally usable tool for the multiband technology for wires up to .028". Length 14.5cm



Article# IC8-061

How Plier curved

Universally usable tool for the multiband technology for wires up to .028". Length 14.5cm



Article# IC8-062

Weingart Plier medium

Weingart plier that are ideal due to their curved tip for setting sheets and is capable of bending the ends. Length 14.5cm



Article# IC8-063

Crown & Shell Plier
13cm



Article# IC8-064

Contouring Plier
Fig. 2
13.5cm



Article# IC8-065

Johnson Contouring Pliers 14cm



Article# IC8-066

Band Removing Plier

The curved blade of the band removing plier can strip easily and gently remove directly to the tooth. Length 14cm



Article# IC8-067

Bracket Removing Plier

Bracket removing plier for comfortable and quick removal of the brackets. Length 13.5cm



Article# IC8-068

Bracket Removing Plier curved
Bracket Removing Plier curved for easy removal of brackets in the posterior region. Length 14.5cm

■ Щипцы для ортодонтии и протезирования ■ Щипці для ортодонтії та протезування
 ■ Pincers pour l'orthodontie et la prothèse ■ Alicates para ortodoncia y prótesis
 ■ Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik ■ كمامشة لتقويم الأسنان بروتستیس

ORTHODONTIC UTILITY PLIERS



Article# IC8-069
Angle Plier
Fig. 2
14cm



Article# IC8-070
Angle Plier
Fig. 4
14cm



Article# IC8-071
Tweed / angle rectangular
arch forming & Torquing pliers
13.5cm



Article# IC8-072
Bird Beak With Cutter
and 2 Grooves



Article# IC8-073
Adams Plier
Adams pliers for bending wire
arches and bends right angles
for wires up to .022", .025 tip
to beak. Length 13cm



Article# IC8-074
Angle Plier
Fig. 1
13.5cm



Article# IC8-075
Angle Plier
Fig. 3
13cm



Article# IC8-076
Tweed Loop Plier
13cm



Article# IC8-077
Jarabak Plier
14.5cm



Article# IC8-078
Tweed Loop
forming Pliers
14cm

■ Шипцы для ортодонтии и протезирования ■ Шипці для ортодонції та протезування
 ■ Pincers pour l'orthodontie et la prothèse ■ Alicates para ortodoncia y prótesis
 ■ Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik ■ كمامشة لتقويم الأسنان بروتستيتيس


WIRE BENDING/FORMING PLIERS

VERTICAL LOOP / STEP BEND PLIER


3 mm
4 mm
5 mm
6 mm




Article# IC8-079
Nance Loop forming
Pliers 14cm



Article# IC8-080



Article# IC8-081



Article# IC8-082



Article# IC8-083
Young Wire Bending &
Loop Forming Pliers
13.5cm



Article# IC8-084
Schwarz
13cm



Article# IC8-085
Universal Dolphin Style
Wire Bending & cutting pliers



Article# IC8-086
De La Rosa
Fig. 1
13.5cm



Article# IC8-087
Arch Counting Plier Grooved
for double back and triple back
bands in 0.30" / 0.76mm & 0.36"
/ 0.91mm lingual arch wires
13.5cm



Article# IC8-088
Aderer Plier
For the manufacturing of appliances and
activation of wires for wires up to .030" .fine
tip and up to .036" mean tip.
Length 13cm

■ Щипцы для ортодонтии и протезирования ■ Щипці для ортодонтії та протезування
 ■ Pincers pour l'orthodontie et la prothèse ■ Alicates para ortodoncia y prótesis
 ■ Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik ■ كمانشة لتقويم الأسنان بروتستیتیس

WIRE BENDING/FORMING PLIERS



Article# IC8-089
Nance Pliers
13.5cm



Article# IC8-090
Aderer
Large wire bending
and loop forming pliers
13cm



Article# IC8-091
Falcon Beak
Contouring Pliers.
13cm



Article# IC8-092
Grooved Fine Plier
14.5cm



Article# IC8-093
Aderer
Facebow loop forming Pliers
14.5cm



Article# IC8-094
V Bending Pliers
13.5cm



Article# IC8-095
Wald sachs Wire Bending
and Cutting Pliers
15cm



Article# IC8-096
Universal Plier
16.5cm



Article# IC8-097
Flat Nose Pliers
14cm

■ Щипцы для ортодонтии и протезирования ■ Щипці для ортодонтії та протезування
 ■ Pincers pour l'orthodontie et la prothèse ■ Alicates para ortodoncia y prótesis
 ■ Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik ■ کماشة لتقويم الأسنان بروتیثیس

WIRE BENDING/FORMING PLIERS



Article# IC8-099
Flat Nose Pliers
both sides serrated
14cm



Article# IC8-100
Peeso
Wire Bending Pliers
13.5cm



Article# IC8-101
Goslee
Flat Nose Pliers
14cm



Article# IC8-102
Flat Nose Pliers
both sides serrated
with TC 14cm inserts



Article# IC8-103
Ball Hook Crimping Plier
Designed for surgical ball
hooks and auxiliaries, the
slotted tip holds auxiliaries
secure to allow for tight
crimping.



Article# IC8-104
Cinch Back Plier
This plier easily cinches the
wire behind the buccal tube
with one squeeze after wire
is ligated into place. Slim line
design allows for maximum
patient comfort.

Щипцы для ортодонтии и протезирования
Pincettes pour l'orthodontie et la prothèse
Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

Щипці для ортодонції та протезування
Alicates para ortodoncia y prótesis
كماشة لتقويم الأسنان بروتيسيس



Article# IC8-105
Standard Pin & Ligature
Cutter Straight

This standard cutter is designed to cut soft wire pins and ligature wire.
MAXIMUM CUTTING CAPACITY:
Soft wire up to .015" (.38mm)



Article# IC8-106
Standard Pin & Ligature
Cutter Angle 15°

This standard cutter is designed to cut soft wire pins and ligature wire.
MAXIMUM CUTTING CAPACITY:
Soft wire up to .015" (.38mm)



Article# IC8-107
Micro Ligature Cutter
Straight

The fine small narrow tips allow easy access to the most difficult to reach areas. The inserted tips ensure precision cutting of elastics, soft wire pins and soft ligature wire.
MAXIMUM CUTTING CAPACITY:
Soft wire up to .015" (.38mm)



Article# IC8-108
Micro Ligature Cutter
Angle 15°

The fine small narrow tips allow easy access to the most difficult to reach areas. The inserted tips ensure precision cutting of elastics, soft wire pins and soft ligature wire.
MAXIMUM CUTTING CAPACITY:
Soft wire up to .015" (.38mm)



Article# IC8-109
Pin & Ligature Cutter
Long Handle

This standard cutter is designed to cut soft wire pins and ligature wire.
MAXIMUM CUTTING CAPACITY:
Soft wire up to .015" (.38mm)



Article# IC8-110
Hard Wire Cutter
Straight

Easily cuts any size pin or archwires. The inserted tips ensure perfect tip alignment and precision cutting.
MAXIMUM CUTTING CAPACITY:
Archwires up to 0.21" x 0.25"
(.55 X .64mm)



Article# IC8-111
Hard Wire Cutter
Angle 15°

Easily cuts any size pin or archwires. The inserted tips ensure perfect tip alignment and precision cutting. The advantage of 15° angle for easier access to the posterior area.
MAXIMUM CUTTING CAPACITY:
Archwires up to 0.21" x 0.25"
(.55 X .64mm)



Article# IC8-112
Mini Ligature cutters T.C
fine tip
13cm

■ Щипцы для ортодонтии и протезирования ■ Щипці для ортодонції та протезування
 ■ Pincers pour l'orthodontie et la prothèse ■ Alicates para ortodoncia y prótesis
 ■ Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik ■ كمامشة لتقويم الأسنان بروتستيتيس

DISTAL END CUTTER



Article# IC8-113

Distal End Cutter Safety Hold

This instrument cuts the wire close to buccal tube and safely holds the distal end. The Tungsten Carbide inserts ensure precision cutting, long wear and unsurpassed cutting performance. Maximum Cutting Capacity: archwires up to .021" X .025" (.55 X .64mm)



Article# IC8-114

Distal End Cutter Safety Hold- Mini

This instrument cuts the wire close to buccal tube and safely holds the distal end. The Tungsten Carbide inserts ensure precision cutting, long wear and unsurpassed cutting performance. Maximum Cutting Capacity: archwires up to .021" X .025" (.55 X .64mm)



Article# IC8-115

Distal End Cutter Safety Hold- Long Handle

This instrument cuts the wire close to buccal tube and safely holds the distal end. The Tungsten Carbide inserts ensure precision cutting, long wear and unsurpassed cutting performance. Maximum Cutting Capacity: archwires up to .021" X .025" (.55 X .64mm)



Article# IC8-116

Distal End Cutter Safety Hold - Flush Cut

The flush cut feature of this instrument allows the archwire to be flush cut with the end of buccal tube, eliminating the possibility of patient discomfort resulting from archwire position. Maximum Cutting Capacity: archwires up to .021" X .025" (.55 X .64mm)



Article# IC8-117

Small

Fluch-cut distal and cutting Pliers T.C with safety hold fitted with un-breakable, corrosion resistant and durable stainless steel tips 13cm



Article# IC8-118

Large

Fluch-cut distal and cutting Pliers T.C with safety hold fitted with un-breakable, corrosion resistant and durable stainless steel tips 13cm

■ Шипцы для ортодонтии и протезирования
 ■ Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
 ■ Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik

■ Щипці для ортодонції та протезування
 ■ Alicates para ortodoncia y prótesis
 ■ كمامشة لتقويم الأسنان بروتستيس



Article# IC8-119
Jarabak Pliers



Article# IC8-120
Light Wire Pliers With Groove



Article# IC8-121
Lingual Arch Forming Pliers



Article# IC8-122
Ligatuer Bending plier



Article# IC8-123
Bird Beak Pliers



Article# IC8-124
Bracket Removing Plier
Angled Tc - Inserts



Article# IC8-125
Dental Orthodontic Pliers
Crimpable Hook Placement



Article# IC8-126
Crimpable Hook
Placement



Article# IC8-127
Rectangular Arch
Forming Pliers



Article# IC8-128
NiTi Three Jaw Pliers



Article# IC8-129
Hammerhead
NiTi Distal Cinch Back Pliers



Article# IC8-130
Direct angled band plier anterior
posterior bracket removing plier



Article# IC8-131
Hard wire cutters



Article# IC8-132
Heavy Wire Cutter



Article# IC8-133
Extra Heavy Wire Cutter

■ Шипцы для ортодонтии и протезирования ■ Шипці для ортодонтії та протезування
 ■ Pincettes pour l'orthodontie et la prothèse ■ Alicates para ortodoncia y prótesis
 ■ Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik ■ كماشة لتقويم الأسنان بروتستيس

THERMO PLIERS & MATHIEU NEEDLE HOLDERS



Article# IC8-134
Hole Punch Plier
Creates half-moon cutouts in clear aligners to allow space for bonded buttons used for elastics



Article# IC8-135
Vertical Punch Plier
This versatile plier emphasizes on over-correction of rotations by creating an indentation at the mesial or distal line angles on the facial and/or lingual of a specific tooth. Can also be used to create a rotational couple using vertical indents on facial and lingual surfaces on opposite sides of a tooth.



Article# IC8-136
Tear Drop Punch Plier
Designed to create a notch at the gingival margin of clear aligners anywhere elastic hooks are required within the arch, making sure the elastic stays in place once the aligner is seated.



Article# IC8-137
Horizontal Punch Plier
Designed to produce an indentation to accent individual root torque. Can also be used to enhance retention of clear aligner or retainers by placing an indent into a tooth's undercut or below a bonded attachment.



Article# IC8-138
Dimple Punch Plier
Creates a tiny rounded dimple for spot contacts to accent individual tooth movements or added aligner retention. Typically used to accent movement on any tooth that requires a slight "nudge"



Article# IC8-139
Eraser Plier
The eraser plier is designed to remove and flatten any unwanted indentations placed on clear aligners by other punch pliers.



Article# IC8-140
Groove thermal forming plier
Designed for making grooves on clear appliances, to hold the elastic, prevent it falling off



Article# IC8-141
Thermoplier Micro-Ramp Pliers
Tip, torque or rotate smaller teeth laterally; Allow contact close to incisal edge on the correct location on the target tooth



Article# IC8-142 ○ Pink
Thermoplier Small Circle Pliers
Increase the size (depth) of small existing force point Location of the existing force point



Article# IC8-143
Crown Beebe Scissors
4.5 Str.



Article# IC8-144
Mathieu Standard Tip



Article# IC8-145
Elastomeric ligature placing forceps with groove 14cm



Article# IC8-146
Mathieu Narrow Tip



Article# IC8-147
Mathieu Smaha Ultra fine tip



Article# IC8-148
Mathieu Standard Tip Tungsten Carbide



Article# IC8-149
Mathieu Narrow Tip Tungsten Carbide



Article# IC8-150 Str.
Article# IC8-151 Cvd.
Smaha Elastomeric ligature placing forceps 140 mm

■ Шипцы для ортодонтии и протезирования ■ Шипці для ортодонтії та протезування
 ■ Pincers pour l'orthodontie et la prothèse ■ Alicates para ortodoncia y prótesis
 ■ Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik ■ كمامشة لتقويم الأسنان بروتستیس



Article# IC8-152
Separating Pliers
For Separators
15.5cm



Article# IC8-153
Elastic
Separating Plier



Article# IC8-154
Methieu Plier
With Ring



Article# IC8-155
Pliers to Place
Modules 14cm



Article# IC8-156
Elastomeric Ligature
Placing Forceps
with groove 140 mm



Article# IC8-157
Elastomeric Ligature
Placing Forceps T.C
with groove 140 mm



Article# IC8-158
Mathieu
14cm



Article# IC8-159
Mathieu Ligature Pliers
14cm



Article# IC8-160
Ligature Pliers
T.C Gold
With Tungsten
Carbide
Inserts 14cm



**Article# IC8-161 Str.
IC8-162 Cvd.**
Smaha Elastomeric
ligature placing
forceps 140 mm



Article# IC8-163
Elastomeric ligature
placing forceps
with groove
14cm



Article# IC8-164
Forceps For Placing
Dental astics 12cm

■ Ортодонтия Щипцы Подставки
 ■ Supports de pinces d'orthodontie
 ■ Kieferorthopädie Zangenständer

■ Ортодонтия Щипці Підставки
 ■ KFO Zangen Ständer
 ■ تقويم الأسنان كماشة تنقف



Article# IC8-165
Plier Stand
Stainless Steel.



Article# IC8-166
Plier Stand
Stainless Steel.




Article# IC8-167
Pliers Stand
Stainless Rod
(Aluminum Anodized)
Stainless Steel



Article# IC8-168
Plier Stand
Stainless Steel.



Article# IC8-169
Plier Stand
Stainless Steel.



Article# IC8-170
Plier Stand
Plastic



Article# IC8-171
Generic 1Pc Dental Orthodontic Arch
Forming Turret 0 Degree Without Torque
available color

- Щипцы для ортодонтии и протезирования
 ■ Pincers pour l'orthodontie et la prothèse
 ■ Zangen für Kieferorthopädie und Prothetik
- Щипці для ортодонції та протезування
 ■ Alicates para ortodoncia y prótesis
 ■ كماشة لتقويم الأسنان بروتستيس



Article# IC8-172

Orthodontic Set of 21 Pcs

- | | |
|----------------|--------------------------|
| 01 Plier | 02 Plier |
| 03 Plier | 04 Plier |
| 05 Plier | 06 Plier |
| 07 Plier | 08 Plier |
| 09 Plier | 10 Plier |
| 11 Plier | 12 Clamp |
| 13 Plier | 14 Mathieu Needle Holder |
| 15 Elevator | |
| 16 Gauge | 17 Tweezer |
| 18 Band Seater | |
| 19 Tweezer | 20 Scaler 21 Scaler |



Article# IC8-173

Orthodontic Set of 18 Pcs


- | | |
|-----------------------|--------------------|
| 01 Mirror With Handle | |
| 02 Plier | 03 Scissor |
| 04 Plier | 05 Tweezer |
| 06 Plier | 07 Matrix Retainer |
| 08 Band Seater | |
| 09 Plier | 10 Tweezer |
| 11 Plier | 12 Probe |
| 13 Plier | 14 Plier |
| 15 Plier | 16 Needle Holder |
| 17 Plier | 18 Plier |



Article# IC8-174

Orthodontic Set of 10 Pcs

- | |
|--------------------------|
| 01 Plier |
| 02 Plier |
| 03 Scaler |
| 04 Scaler |
| 05 Mathieu Needle Holder |
| 06 Plier |
| 07 Plier |
| 08 Tweezer |
| 09 Band Seater |
| 10 Plier |



**Article#
IC8-175
Set**